

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Kanso[®] 2

คู่มือฉบับย่อ



- ✓ การเริ่มต้นใช้งาน
- ✓ การอ้างอิงตัวน

CPII50

Hear now. And always




เกี่ยวกับ

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง Cochlear™
Kanso® 2 ของคุณ (หมายเลขรุ่น: CP1150)
ทำงานร่วมกับประสาทหูเทียม Cochlear
เพื่อถ่ายทอดเสียงไปยังหูของคุณ

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำเตือนใน
คู่มือผู้ใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียง *Kanso 2*

เครื่องแปลงสัญญาณเสียง



ด้านหลัง



คุณสามารถควบคุมเครื่องแปลงสัญญาณของคุณได้โดย:

- การใช้แอป Nucleus® Smart
- การแตะที่ด้านหน้า – ดูหน้า 6
- การใช้ Cochlear CR310 Remote Control (อุปกรณ์เสริม)

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปหรือรีโมตในคู่มือผู้ใช้

ชาร์จเครื่องแปลงสัญญาณ ของคุณ

ในการชาร์จเครื่องแปลงสัญญาณ คุณสามารถ:

- วางอุปกรณ์ไว้ในเครื่องชาร์จในบ้านเพื่อชาร์จไฟข้ามคืน หรือ
- ต่อเข้ากับเครื่องชาร์จแบบพกพา (อุปกรณ์เสริม) เพื่อชาร์จขณะเดินทาง

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมและคำเตือนในคู่มือผู้ใช้
เครื่องชาร์จ Cochlear



เครื่องชาร์จแบบพกพา



เครื่องชาร์จ
ในบ้าน

การแตะ

การควบคุม	จำนวนการแตะ
เปิด	แตะสองครั้ง – แตะ 2 ครั้ง
ปิด	แตะสามครั้ง – แตะ 3 ครั้ง

- แตะโลโก้ Cochlear
- ใช้การแตะแบบรวดเร็วและหนักแน่น ไม่ต้องกด



เคล็ดลับ

คุณสามารถแตะเครื่องแปลงสัญญาณของคุณได้ขณะที่เครื่องอยู่หรือไม่อยู่บนประสาทหูเทียม



เปิดและปิด

เปิด: แตะสองครั้ง (แตะ 2 ครั้ง)

ไฟจะกะพริบเป็นสีเขียวขณะเปิดเครื่องแปลงสัญญาณ

ปิด: แตะสามครั้ง (แตะ 3 ครั้ง)

ไฟจะเปลี่ยนเป็นสีส้มขณะที่เครื่องแปลงสัญญาณปิด



หมายเหตุ

เครื่องแปลงสัญญาณเสียงจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อวางบนประสาทหูเทียมและปิดเมื่อถอดออกจากประสาทหูเทียมเป็นเวลาสองนาทีก่อนปิดใช้งานโดยแพทย์)

เปลี่ยนโปรแกรม

ใช้แอปหรือรีโมตของคุณเพื่อสลับไปมาระหว่าง
โปรแกรม

โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้แอปหรือรีโมตของคุณ
ไฟจะกะพริบเป็นสีเขียวเมื่อเปลี่ยนโปรแกรม

จำนวนครั้งการกะพริบของไฟสีเขียวหรือเสียงบี๊บแสดง
ถึงโปรแกรมที่เลือก

สตริมเสียง

ใช้แอปหรือรีโมตของคุณเพื่อสลับไปมาระหว่างแหล่งเสียง

โปรดดูรายละเอียดจากคู่มือผู้ใช้แอปหรือรีโมตของคุณ
ไฟจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินเมื่อเปลี่ยนแหล่งเสียง



ติดตั้งเครื่องแปลงสัญญาณของคุณ

วางเครื่องแปลงสัญญาณบนประสาทหูเทียมโดยให้:

- โลโก้ Cochlear, ไฟ และช่องไมโครโฟนหันขึ้นด้านบน
- ขอบตรงคว่ำลง



ข้อควรระวัง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณวางตำแหน่งเครื่องแปลงสัญญาณของคุณอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและอุปกรณ์ไม่หล่นจากประสาทหูเทียม
- หากคุณมีประสาทหูเทียมสองข้าง คุณต้องใช้เครื่องแปลงสัญญาณเสียงที่ถูกต้องสำหรับประสาทหูเทียมแต่ละข้าง




ติดแผ่นรอง SoftWear

หากคุณรู้สึกไม่สบาย ให้ติดแผ่นรอง Cochlear SoftWear™
ที่ด้านหลังของเครื่องแปลงสัญญาณ



ยึดเครื่องแปลงสัญญาณให้ แน่นหนา

คุณสามารถติด Kanzo 2 Safety Line เพื่อลดความเสี่ยงที่
เครื่องแปลงสัญญาณของคุณจะสูญหาย



กดขั้วต่อ Safety Line เข้ากับช่องเสียบของเครื่องแปลง
สัญญาณ ติดคลิปกับเสื้อผ้าของคุณ (หรือติดกับติดผมกับ
เส้นผมของคุณ)

ไฟ

การใช้งานประจำวัน

ไฟ	ความหมาย
	เครื่องแปลงสัญญาณจะกะพริบขณะรับเสียงจากไมโครโฟน (เฉพาะโหมดเด็ก)
	กำลังเปิดและกำลังเปลี่ยนโปรแกรมจำนวนของการกะพริบแสดงถึงหมายเลขของโปรแกรมปัจจุบัน
	เครื่องแปลงสัญญาณจะกะพริบขณะรับเสียงจากแหล่งเสียง (เฉพาะโหมดเด็ก)
	กำลังปิดเครื่องแปลงสัญญาณ

การแจ้งเตือน

ไฟ	ความหมาย
● ● ● ...	เครื่องแปลงสัญญาณไม่ได้อยู่บนศีรษะของคุณ (หรือเชื่อมต่อกับประสาทหูเทียมที่ไม่ถูกต้อง)
● ● ● ● ●	แบตเตอรี่เครื่องแปลงสัญญาณต่ำ ชาร์จเครื่องแปลงสัญญาณ
●●●●●●●●	ผิดปกติ ติดต่อแพทย์ของคุณ ไฟจะติดจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข

Hear now. And always



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352



Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 770

Cochlear Americas

10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus และโลโก้วงรี

เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cochlear Limited

© Cochlear Limited 2020

D1888865 V1

Thai translation of D1654886 V4 2020-04