



Cochlear[®]

Hear now. And always

Processeur Nucleus[®] 8


Référence rapide

À propos

Le *Mode d'emploi du processeur Nucleus® 8* est la principale source d'informations sur votre processeur. Il comprend des informations sur l'utilisation prévue du processeur, les indications et contre-indications, ainsi que des avertissements et des procédures de dépannage.

Utilisez cette référence rapide après avoir lu le mode d'emploi comme rappel pour les tâches courantes liées à votre processeur.

Processeur



- | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Microphones | 5. Unité de traitement | 7. Numéro de série |
| 2. Antenne | 6. Module de batterie/piles | 8. Bouton de commande |
| 3. Aimant | | 9. Corne d'oreille |
| 4. Câble d'antenne | | 10. Témoin lumineux |

Verrouillage/déverrouillage du module de batterie/piles

Verrouillez le module de batterie/piles sur l'unité de traitement pour éviter qu'il ne se détache.



Tournez vers la gauche
pour verrouiller
Tournez vers la droite
pour déverrouiller

Assemblage/désassemblage du module de batterie/piles




Désassemblage





Assemblage

Le processeur se met en marche automatiquement.

Remplacement des piles jetables



1. Tournez la vis de verrouillage dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour déverrouiller le cache-piles verrouillable (sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller).
2. Pour ouvrir, faites glisser le cache-piles.




3. Insérez deux piles jetables zinc-air 675 (PR44) neuves (ne pas utiliser de piles alcalines ou à l'oxyde d'argent), côté plat vers le haut.

4. Remplacez le cache-piles.
5. Le processeur se met en marche automatiquement.

Utilisation de votre processeur



1. Positionnez le processeur sur votre oreille en laissant pendre l'antenne.



2. Déplacez l'antenne latéralement pour la positionner sur votre implant.



Précaution

Si vous possédez deux implants, veillez à utiliser chaque processeur avec l'implant correspondant.

Mise en marche et arrêt

Pour procéder à la mise en marche :

- Connectez le module de batterie/piles ou
- **Appuyez brièvement** sur le bouton.



Pour procéder à l'arrêt :

- Déconnectez le module de batterie/piles ou
- **Appuyez sur le bouton** pendant 5 secondes, jusqu'à l'arrêt de l'appareil.



Remarque

Si vous ne connectez pas votre processeur à votre implant, et si votre régleur a activé l'option prévue à cet effet, il s'éteint automatiquement au bout de deux minutes.

Changement de programme

Appuyez brièvement sur le bouton pour changer de programme.

Le nombre de bips ou de clignotements **verts** (selon la configuration choisie par votre régleur) indique le numéro du programme.



Diffusion d'un contenu audio

Appuyez sur le bouton pendant 2 secondes, **puis relâchez-le** pour diffuser un contenu audio.

Bleu : diffusion audio depuis les accessoires sans fil/la boucle à induction.

Vert : réception de sons en provenance des microphones.



Appuyez à nouveau sur le bouton puis relâchez-le si vous devez basculer vers une autre source audio :

Première pression

Boucle à induction (si configurée)

Deuxième pression

Premier accessoire sans fil appairé





Troisième pression...

Accessoire sans fil appairé suivant




Appuyez brièvement sur le bouton pour arrêter la diffusion et revenir aux paramètres précédents.

Témoins lumineux

Utilisation quotidienne

Témoin	Signification
	Le processeur clignote lorsqu'il reçoit des sons en provenance des microphones. (Mode enfant uniquement)
	Mise en marche et changement de programme. Le nombre de clignotements indique le numéro du programme en cours d'utilisation.
	Le processeur clignote lorsqu'il reçoit des sons en provenance d'une source audio. (Mode enfant uniquement)
	Arrêt du processeur.

Alertes

Témoin	Signification
	Le processeur clignote lorsque l'antenne n'est pas positionnée en regard de l'implant (ou qu'elle est connectée au mauvais implant).
	La batterie/les piles du processeur sont déchargées. Remplacez la batterie/les piles.
	Panne. Contactez votre réglleur. Reste allumé jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus et le logo en forme d'ellipse sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2022

Hear now. And always



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University,
NSW 2109, Australia.

Tel: +61 2 9428 6555

Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove,
NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555

Fax: +61 2 9428 6352

ECREP Cochlear Deutschland

GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A,
30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770

Fax: +49 511 542 7770

www.cochlear.com

CHREP Cochlear AG

EMEA Headquarters, Peter Merian-Weg 4,
4052 Basel, Switzerland

Tel: +41 61 205 8204

Fax: +41 61 205 8205

Cochlear Americas

10350 Park Meadows Drive,
Lone Tree, CO 80124, USA

Tel: +1 303 790 9010

Fax: +1 303 792 9025

Cochlear Europe Ltd

6 Dashwood Lang Road, Bourne Business
Park, Addlestone,

Surrey KT15 2HJ, United Kingdom

Tel: +44 1932 26 3400

Fax: +44 1932 26 3426

D1971848 V1

French translation of D1883474 V1 2022-02

Cochlear® 