

Cochlear™ True Wireless™ Mini Microphones (mini-microphones) Guide de poche pour les utilisateurs d'implants Cochlear



Fonctions de votre mini-microphone 2/mini-microphone 2+


Entendez mieux à distance et dans des situations bruyantes, notamment :

- lors de réunions ;
- lors d'un déplacement en voiture, bus ou train ;
- lors d'un repas au restaurant ;
- lors d'un cours au gymnase.

Comment :

Donnez le mini-microphone à la personne que vous souhaitez entendre et demandez-lui de le positionner près de sa bouche en le fixant **verticalement** sur ses vêtements grâce au clip situé à l'arrière de l'appareil. Activez ensuite la diffusion sur votre processeur (voir les instructions ci-dessous).

Placez votre mini-microphone 2+ sur une table pour écouter plusieurs personnes dans un groupe/lors d'une conférence.



Vue d'ensemble du produit



Premiers pas

Charge de la batterie

Lors de la première utilisation, laissez charger votre mini-microphone pendant au moins 3 heures, même si le témoin lumineux indique une charge complète.

Pour charger votre mini-microphone :

1. Branchez le câble de charge micro-USB sur le mini-microphone.
2. Branchez l'autre extrémité sur une prise secteur à l'aide de l'adaptateur fourni.

Pendant la charge, le témoin lumineux LED s'allume en rouge.

Quand la batterie est entièrement chargée (et le mini-microphone est toujours branché au chargeur), le témoin lumineux LED devient rouge fixe et une lumière verte clignote toutes les 2 secondes.

Si le niveau de charge de la batterie est faible, l'indicateur d'état LED émet une lumière clignotante jaune toutes les secondes.

En moyenne, le mini-microphone peut fonctionner jusqu'à 10 heures entre deux charges. Toutefois, l'autonomie peut varier en fonction de l'usage qui en est fait.

Appariement avec votre processeur

A Arrêt de votre/vos processeur(s)

Retirez votre/vos processeur(s).
Arrêtez votre/vos processeur(s).

C À l'aide de la pointe d'un stylo ou d'un objet similaire, appuyez une fois sur le bouton d'appariement du (A) mini-microphone 2 ou (B) mini-microphone 2+.



E Vous pouvez appairer jusqu'à trois accessoires sans fil Cochlear à votre/vos processeur(s).

Pour appairer un mini-microphone au canal 2, appuyez deux fois sur le bouton d'appariement lors de l'étape C. Le témoin lumineux LED clignote en jaune deux fois toutes les 2 secondes.

Pour appairer un mini-microphone au canal 3, appuyez sur le bouton d'appariement 3 fois lors de l'étape C. Le témoin lumineux LED clignote en jaune 3 fois toutes les 2 secondes.

B Démarrez votre mini-microphone

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt et **maintenez-le enfoncé** pendant 2 secondes, jusqu'à ce que le témoin lumineux LED devienne vert, puis **relâchez-le**.



D Le témoin lumineux LED en haut du mini-microphone clignote en jaune toutes les 2 secondes pendant 20 secondes. Lorsque le mode d'appariement est actif (20 secondes), démarrez votre processeur.

Démarrez votre/vos processeur(s).

Le témoin lumineux clignote brièvement en bleu  pour indiquer que l'appariement a réussi.

Assistance

Pour en savoir plus sur le mini-microphone 2 et le mini-microphone 2+, veuillez consulter le mode d'emploi qui a été livré avec votre mini-microphone, ainsi que le mode d'emploi des accessoires True Wireless.

Pour en savoir plus sur votre processeur Cochlear, veuillez consulter le mode d'emploi s'y rapportant.

Pour plus d'assistance et pour visionner des vidéos, rendez-vous sur le site Internet de Cochlear : www.cochlear.com

Utilisation de votre mini-microphone

Démarrage de la diffusion à l'aide de votre processeur

A Démarrez votre processeur et votre mini-microphone.

Appuyez sur la touche de votre processeur et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes, puis relâchez-la.

Le témoin lumineux de votre processeur clignote en bleu  pour indiquer que la diffusion est en cours.

REMARQUE : pour les processeurs dotés de deux touches, utilisez la touche du haut.

B Pour sélectionner un autre canal ou arrêter la diffusion.

Répétez l'étape A une deuxième fois pour sélectionner le canal 2, et encore une fois pour le canal 3.

Pour arrêter la diffusion, appuyez brièvement sur la touche de votre processeur.

Démarrage de la diffusion à l'aide de votre assistant sans fil

Méthode 1 : démarrez votre processeur et votre mini-microphone. Démarrez votre assistant sans fil.

Méthode 2 : démarrez votre processeur et votre mini-microphone. Démarrez votre assistant sans fil.




Appuyez sur la touche boucle à induction et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes, puis relâchez-la.

Conseil ! Répétez cette étape une deuxième fois pour sélectionner le canal 2, et encore une fois pour le canal 3.

Le contenu audio commencera à être diffusé via le mini-microphone.

Pour arrêter la diffusion, appuyez brièvement sur la touche boucle à induction.

OU



Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche vers la droite jusqu'à ce que l'écran Diffusion s'affiche.

Faites défiler la liste jusqu'au canal que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur OK.

Lorsque l'appareil audio est allumé, le contenu audio commence à être diffusé via le mini-microphone.

Pour arrêter la diffusion, sélectionnez Désactivé sur l'écran de sélection Diffusion.

Démarrage de la diffusion à l'aide de votre télécommande

Démarrez votre processeur et votre mini-microphone. Démarrez votre télécommande.

Démarrage de la diffusion à l'aide de l'application Nucleus Smart

Démarrez votre processeur et votre mini-microphone. Lancez l'application Nucleus Smart.




Appuyez sur la touche boucle à induction et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes, puis relâchez-la.

Le contenu audio commencera à être diffusé via le mini-microphone.

Répétez cette étape une deuxième fois pour sélectionner le canal 2, et encore une fois pour le canal 3.

Pour arrêter la diffusion, appuyez brièvement sur la touche boucle à induction.



Appuyez sur Sources audio.

Appuyez sur l'icône Mini Mic.

Le contenu audio commencera à être diffusé via le mini-microphone.

Pour arrêter la diffusion, appuyez sur Désactivé(e) ou sur l'icône X.

Cochlear True Wireless Accessories:

 Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden
Tel: +46 31 792 44 00 Fax: +46 31 792 46 95

Nucleus Sound Processor Systems:

 Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia
Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Regional Offices:

 Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany
Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clinicnet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESprit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inHear, Invisible Hearing, Kanso, MET, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, 科利耳, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SoftWear, SPrint, True Wireless, le logo en forme d'ellipse et Whisper sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, DermaLock, Vistafix et WindShield sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG.

© Cochlear Limited 2017