

Processeur Kanso[®] 2

Guide rapide



- ✓ Pour commencer
- ✓ Référence rapide

CPII50

Hear now. And always




À propos

Votre processeur Cochlear™ Kanso® 2 (modèle : CP1150) fonctionne avec votre implant Cochlear et transmet les sons à votre oreille.

Pour de plus amples informations et avertissements, reportez-vous au *Mode d'emploi du processeur Kanso 2*.

Processeur



Retour



Vous pouvez contrôler votre processeur en :

- utilisant l'application Nucleus® Smart
- appuyant sur la face avant – voir page 6
- utilisant une télécommande Cochlear CR310 (en option).

Des informations sur l'utilisation de l'application ou de la télécommande sont disponibles dans leurs modes d'emploi respectifs.

Chargez votre processeur

Pour recharger votre processeur, vous pouvez :

- le placer dans le **chargeur secteur** pour le charger pendant la nuit ou
- le fixer au **chargeur portable** (accessoire en option) pour le charger lorsque vous êtes en déplacement.

Pour plus d'informations et d'avertissements, consultez le mode d'emploi des chargeurs *mode d'emploi des chargeurs Cochlear*.



Chargeur portable



Chargeur secteur

Appuyer

COMMANDE	NOMBRE DE TAPOTEMENTS
Démarrer	Appuyez brièvement deux fois : 2 tapotements
Arrêter	Appuyez brièvement trois fois : 3 tapotements

- Appuyez sur le **logo Cochlear**.
- Effectuez des **tapotements rapides et fermes** ;
n'appuyez pas longuement dessus.



CONSEIL

Vous pouvez tapoter sur votre processeur quand il est dans ou hors de votre implant.



Démarrer et arrêter

Activé : Appuyez brièvement deux fois (2 tapotements).

Le voyant **clignote en vert** lorsque le processeur s'allume.

Désactivé : Appuyez brièvement trois fois (3 tapotements).

Le témoin devient **orange fixe** lorsque le processeur s'éteint.



REMARQUE

Le processeur s'allume automatiquement lorsqu'il est placé sur votre implant et s'éteint lorsqu'il est retiré de votre implant pendant deux minutes (si ce dernier est activé par le régleur).

Changement de programme

Pour basculer entre les programmes, utilisez votre **application** ou **la télécommande**.

Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi de votre application ou de la télécommande.

Le voyant **clignote en vert** lorsque le programme change.

Le nombre de clignotements **verts** ou de bips indique le programme sélectionné.

Diffusion d'un contenu audio

Pour basculer entre les sources audio, utilisez votre **application** ou **la télécommande**.

Pour en savoir plus, consultez le mode d'emploi de votre application ou de la télécommande.

Le voyant **clignote en bleu** lorsque la source audio change.



Fixer le processeur

Placez le processeur sur votre implant à l'aide des éléments suivants :

- Logo Cochlear, ports d'éclairage et de microphone orientés vers le haut
- bord droit orienté vers le bas.



PRÉCAUTIONS

- Veillez à positionner correctement votre processeur pour obtenir les meilleures performances et faire en sorte qu'il ne tombe pas de l'implant.
- Si vous possédez deux implants, veillez à utiliser chaque processeur avec l'implant correspondant.




Fixer un coussinet SoftWear

Si vous ressentez une gêne, fixez un coussinet adhésif Cochlear SoftWear™ au dos du processeur.



Sécuriser le processeur

Vous pouvez fixer un cordon de sécurité Kanso 2 pour éviter de perdre votre processeur.



Enfoncez le connecteur du cordon de sécurité dans le connecteur du processeur. Fixez le clip à vos vêtements (ou à vos cheveux).

Témoins lumineux

Utilisation quotidienne

TÉMOIN LUMINEUX	SIGNIFICATION
	Le processeur clignote lorsqu'il reçoit des sons en provenance des microphones (mode enfant uniquement).
	Mise en marche et changement de programme. Le nombre de clignotements indique le numéro du programme en cours d'utilisation.
	Le processeur clignote lorsqu'il reçoit des sons en provenance d'une source audio (mode enfant uniquement).
	Arrêt du processeur.

Alertes

TÉMOIN LUMINEUX	SIGNIFICATION
	Le processeur n'est pas sur votre tête (ou il est connecté au mauvais implant).
	L'alimentation du processeur est faible. Rechargez le processeur.
	Panne. Contactez votre régleur. Reste allumé jusqu'à ce que le problème soit résolu.

Hear now. And always



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

EC REP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 770

Cochlear Americas

10350 Park Meadows Drive, Lone Tree, CO 80124, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus et le logo en forme d'ellipse
sont des marques de commerce ou des marques déposées de Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2020

D1739461 ISS1

French translation of D1654886 ISS4 APR20