

Cochlear™

Guía rápida del mando a distancia básico Nucleus® CR210

- Primeros pasos
- Referencia rápida



Hear now. And always



Acerca de

Use el mando a distancia básico Cochlear™ Nucleus® CR210 para controlar las funciones habituales de su procesador de sonido Cochlear Nucleus CP910 o CP920.

NOTA

Encontrará más información y advertencias en la *guía de usuario del mando a distancia básico CR210*.



Mando a distancia básico CR210



ACERCA DE



Cambiar la pila

Cambie la pila cuando vea el indicador de pila con poca carga.



Si la pantalla indica que la pila del mando a distancia básico tiene poca carga:



Desatornille la tapa con un destornillador Phillips (en cruz).



Retire la tapa y la pila usada.



PRECAUCIÓN

Use ÚNICAMENTE pilas de botón de litio estándar desechables CR2032 o 5004LC 3V en su mando a distancia básico.



Inserte con cuidado la pila nueva con el polo positivo “+” hacia arriba.



Vuelva a colocar la tapa, primero el borde inferior.



Atornille de nuevo la tapa.



Encender

Para encender deslice el interruptor hacia arriba.



Apagar

Para apagar deslice el interruptor hacia abajo.



ENCENDER

Enlazar

El enlace permite que dos dispositivos se comuniquen entre sí.



Si la pantalla indica que el mando a distancia básico no está enlazado:

1
Encienda tanto su procesador como el mando a distancia básico.

2
Coloque la bobina en la parte posterior de su mando a distancia básico.



El mando a distancia básico indica que se está llevando a cabo el enlace.



El mando a distancia básico muestra que está enlazado.




Si tiene un segundo procesador, repita para él los pasos 2-4.



ENCENDER

Cambiar de programa



Ajustar el volumen o la sensibilidad



Aumenta el volumen o la sensibilidad (según lo haya ajustado su especialista clínico)

Disminuye el volumen o la sensibilidad



USO

Accesorios inalámbricos

Cuando un accesorio inalámbrico Cochlear (mini micrófono o transmisor para TV) está enlazado con su procesador, con el mando a distancia puede iniciar y detener la transmisión de audio.

La pantalla muestra el accesorio inalámbrico:



Para encender el accesorio inalámbrico:



Para apagar el accesorio inalámbrico:



Una pulsación larga. Una pulsación larga.

Accesorios de audio conectables

Cuando haya un accesorio de audio conectado a su procesador, use su mando a distancia básico para apagar y volver a encender el accesorio.

La pantalla muestra el accesorio de audio conectable:



Para apagar el accesorio de audio conectable:



Para encender el accesorio de audio conectable:



Una pulsación corta. Una pulsación corta.



Telebobina

Escuche con bucles de inducción y oiga las voces en el teléfono con la telebobina o la autotelebobina. La autotelebobina detecta automáticamente la señal de la telebobina.

Para encender la telebobina:



Una pulsación corta.

Para activar la telebobina automática:



Dos pulsaciones cortas.

Para apagar la telebobina:



Una pulsación corta.

Cuidado

Limpie su mando a distancia básico con un paño suave y seco.
Mantenga seco su mando a distancia básico.



CUIDADO



Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Americas

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

ECREP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus y el logotipo elíptico son marcas comerciales o registradas de Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2015

Hear now. And always

412638 ISS2

Spanish translation of 402610 ISS7 MAR15