

Cochlear™

Nucleus®

CP910 ve CP920

Ses İşlemcileri

Hızlı Kılavuzu

- ✓ Başlangıç
- ✓ Hızlı başvuru



Hear now. And always


Cochlear®

Hakkında

Cochlear™ Nucleus® CP910 veya CP920 Ses İşlemciniz sesi kulağınıza iletmek için koklear implantınız ile birlikte çalışır.

NOT

Daha fazla bilgiye ve uyarılara CP910 ve CP920 Ses İşlemcisi Kullanıcı Kılavuzundan ulaşabilirsiniz.



Ses İşlemcisi

Mikrofonlar ve koruyucular

Gösterge ışığı

Üst tuş

Alt tuş

Kulak kancası

Seri numarası

Bobin

Bobin mıknatısı

Bobin kablosu

İşlem ünitesi

Takılabilir aksesuar yuvası


(yalnızca CP910)

Standart şarj edilebilir pil modülü



Pili kilitleme/pil kilidini açma

Kurcalamaya karşı koruma için pili CP910 veya CP920 işlem ünitelerine kilitleyin.




1
Aksesuar kapağını dikkatlice açın (sadece CP910).


2
Kilitlemek için sola/kilidi açmak için sağa itin.

3
Önce menteşeyi iterek kapatın (yalnızca CP910).

Şarj edilebilen pili çıkarma/takma



Çıkarın



Takın


İşlemci otomatik olarak
açılır.

Şarj edilebilen pil modülünü şarj etme



Pili belirli bir açıyla Cochlear
Nucleus Pil Şarj Cihazındaki sokete
yerleştirin. Saat yönünde çevirin.

Pil şarj cihazını elektrik adaptörüne bağlayın ve şebeke elektriği prizine takın.




IŞIK	ANLAMI
	Pil modülü şarj oluyor.
Sabit turuncu	
	Pil modülü tam şarjlı.
Sabit yeşil	





Tek kullanımlık pilleri deęiřtirme



1
Kurcalamaya karřı
korumalı pil kapaęının
kilidini açmak için vidayı
saat yönünün tersine
(kilitlemek için saat
yönünde) çevirin.



2
Açmak için kaydırın.



İki adet yeni p675 yüksek güçlü tek kullanımlık çinko - hava pilini (gümüş oksit veya alkali değil), düz tarafı yukarı gelecek biçimde yerleştirin.

İşlemci otomatik olarak açılır.

Açma ve kapatma

Açmak için pili takın ya da alt tuşa kısa basın.

Kapatmak için alt tuşa uzun basın (yaklaşık iki saniye).



İşlemci tuşlarını kilitleme

Tuşları kilitlemek veya kilidi açmak için her iki tuşa aynı anda kısa basıp tuşları serbest bırakın. (Turuncu ışık düğmelerin kilitlendiğini gösterir.)



Programları deęiřtirme

Programları deęiřtirmek
iin alt tuřa kısa basıp
tuřu serbest bırakın.



İkaz sesinin veya **yeşil**
ışığın yanıp sönme sayısı
(klinik uzmanınız
ayarladıysa) program
numarasını gösterir.



Kablosuz Aksesuarlar

Ses işlemcinize kablosuz ses girişı almak için Cochlear Kablosuz Aksesuarları (Mini Mikrofon, TV Aksesuarı, Telefon Klipsi) kullanın.

NOT

Ses akışı yapabilmeniz için öncelikle Kablosuz Aksesuarı işlemcinizle eşleştirmeniz gerekir. Ayrıntılar için bkz. Cochlear Kablosuz Aksesuar Kullanıcı Kılavuzu.



NOT

Arama yapmak ve almak için Telefon Klipsinin üzerindeki kumanda elemanlarını kullanabilirsiniz.



Mini Mikrofon veya TV
Aksesuarından ses akışını
başlatmak için üst tuşa
uzun basın.

Kapatmak için tuşa kısa
basın.

Mavi: Kablosuz Aksesuar
ses akışı yapıyor.
Yeşil: mikrofonlar
çalışıyor.



Bu tuşa uzun
basarsanız açılır
Bu tuşa kısa
basarsanız kapanır

İPUCU

Eşleştirilmiş bir sonraki
Kablosuz Aksesuara geçmek
için tuşa tekrar uzun basın.




Takılabilir ses aksesuarları

(sadece CP910)



Aksesuar kapağını dikkatlice açın.



Aksesuar bağlantı aparatını aksesuar yuvasına takın.



Aksesuar kablosunun diğer ucunu uyumlu cihaza (örn. müzik çalar) takın.

İPUCU

Takılabilir ses aksesuarları bağlandığında takılabilir ses aksesuarları ile mikrofonlar arasında geçiş yapmak için üst tuşa kısa basabilirsiniz.



Telefon bobini

Telefon bobini kullanıldığında işitme sistemlerine bağlanılabilir ve telefondaki sesler işitilebilir. Klinik uzmanınız işlemcinizi manuel telefon bobiniyle ve aynı zamanda otomatik telefon bobini ile ayarlayabilir. Otomatik telefon bobini, telefon bobini sinyalini otomatik olarak algılar. Telefon bobini ile uyumlu bir telefon kullandığınızda veya bir işitme sisteminin kapsama alanına girdiğinizde otomatik telefon bobini "ses alınıyor" moduna girer. Sinyal yokken (örn. işitme sisteminin kapsama alanı dışına çıktığınızda) otomatik telefon bobini "beklemede" (ses alınmıyor) moduna girer.

Manuel telefon bobinini
açıp kapatmak için üst
tuşa kısa basın.

Mavi: telefon bobini/
aksesuar çalışıyor.

Yeşil: mikrofonlar
çalışıyor.



KULLANIM

Işıklar

Günlük kullanım

IŞIK	ANLAMI
	İşlemci, telefon bobininden/ses aksesuarından ses alırken yanıp söner (klinik uzmanınız ayarladıysa).
	İşlemci, mikrofonlardan ses alırken yanıp söner (klinik uzmanınız ayarladıysa).
	Programları açma ve değiştirme. Yanıp sönme sayısı geçerli programın numarasını gösterir.
	İşlemci kapatılıyor.

Tuşları kilitleme

IŞIK	ANLAMI
 	İşlemci tuşları kilitleniyor.
 	İşlemci tuşlarının kilidi açılıyor.
	İşlemci tuşları kilitlidir.



Kablosuz Aksesuarlar

IŞIK	ANLAMI
	Kablosuz Aksesuar ile eşleştirme başarılı.

Telefon bobini takılabilir ses aksesuarları

IŞIK	ANLAMI
	Mikrofondan telefon bobinine/takılabilir ses aksesuarına geçiş yapılıyor.
	Telefon bobininden/takılabilir ses aksesuarından mikrofona geçiş yapılıyor.

İkazlar

İŞIK	ANLAMI
● ● ● ...	Bobin kapalıyken (veya yanlış implanta bağlandığında) işlemci yanıp söner.
● ● ● ● ●	İşlemcinin pili boş. Pili şarj edin.
■	Arıza. Klinik uzmanınız ile görüşün. Sorum çözülene kadar açık kalır.





Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073)

14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Americas

13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

ECREP Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG

Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (Nihon Cochlear Co Ltd)

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

Cochlear, Hear now. And always, Nucleus ve elips şeklindeki logo

Cochlear Limited şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

© Cochlear Limited 2015

Hear now. And always

415408 ISS3

Turkish translation of 402592 ISS7 MAR15