


# Cochlear™ Wireless Phone Clip (Telefonclip) Kurzanleitung für Anwender der CP900 Serie




## Die Merkmale Ihres Telefonclip

- Telefongespräche per Freisprechfunktion lassen sich direkt über ihren Soundprozessor der CP900 Serie genießen.
- Sie können Ihr Bluetooth® fähiges Navigationssystem hören.
- Sie können Musik direkt von einem Bluetooth fähigen Gerät hören.

*Der Telefonclip lässt sich ganz einfach an der Kleidung befestigen. Das eingebaute Mikrofon überträgt Ihre Stimme, selbst wenn Ihr Telefon mehrere Meter entfernt ist.*



## Produktübersicht



## Erste Schritte

### Laden des Akkus

Stecken Sie das mitgelieferte Micro-USB-Ladekabel in den Telefonclip und das andere Ende in einen Anschluss am Computer beziehungsweise mit dem mitgelieferten Netzteil in eine Netzsteckdose.

Wenn die rote LED oben auf dem Telefonclip grün leuchtet und alle 2 Sekunden rot blinkt, ist der Akku fertig aufgeladen.

Bevor Sie den Telefonclip verwenden können, müssen Sie ihn mindestens 3 Stunden aufladen lassen, auch wenn die LED volle Ladung anzeigt. Der Akku lässt sich nicht überladen.

**Hinweis:** Mit dem vollständig aufgeladenen Telefonclip sind 6 Stunden Sprechzeit beziehungsweise 80 Stunden Stand-by-Betrieb möglich.

## Synchronisieren mit Ihrem Soundprozessor der CP900 Serie

- A** Schalten Sie Ihren Soundprozessor der CP900 Serie aus.


Nehmen Sie Ihren Soundprozessor ab.  
Halten Sie die untere Taste zwei Sekunden lang gedrückt.



- B** Schalten Sie Ihren Telefonclip ein, und entfernen Sie die silberne Abdeckkappe.



- C** Drücken Sie mit einer Kugelschreiberspitze oder Ähnlichem einmal auf die weiße Synchronisierungstaste des Telefonclips.



- D** Die LED blinkt im 2-Sekunden-Rhythmus gelb, und der Telefonclip befindet sich 20 Sekunden lang im Synchronisierungsmodus.



- E** Schalten Sie den Soundprozessor wieder ein, während sich der Telefonclip im Synchronisierungsmodus befindet.

Drücken Sie die untere Taste.

Die Soundprozessor-LED blinkt blau und zeigt damit an, dass die Synchronisierung erfolgreich abgeschlossen wurde.




## Koppeln mit dem Mobiltelefon

- A** Schalten Sie Ihren Telefonclip ein, und entfernen Sie die silberne Abdeckkappe.



- B** Die Bluetooth Funktion Ihres Mobiltelefons muss eingeschaltet sein. Die entsprechende Anleitung finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobiltelefons.

Drücken Sie einmal auf die blaue Bluetooth Kopplungstaste des Telefonclips. Er befindet sich dann 2 Minuten lang im Synchronisierungsmodus.



- C** Im Synchronisierungsmodus leuchtet die LED blau.





- D** Suchen Sie auf Ihrem Mobiltelefon nach neuen Bluetooth Geräten, und wählen Sie „Hearing Aid Phone“ aus der Liste.

- E** Wenn Ihr Mobiltelefon die Eingabe eines Codes verlangt, geben Sie „0000“ (vier Nullen) ein.

- F** Die Kopplung Ihres Telefonclips mit dem Mobiltelefon ist nun abgeschlossen. Falls Ihr Mobiltelefon die Eingabe benötigt, welcher Bluetooth Dienst aktiviert werden soll, wählen Sie „Headset“.

## LED des Telefonclips

Die LED oben am Telefonclip dient als Mehrzweckanzeige von Informationen zum Status des Gerätes.

Blinkmuster	Bedeutung
	Normaler Betrieb (grün)
	Niedrige Akkuladung (gelb)
	Ladevorgang (rot)
	Voll geladen und ans Ladegerät angeschlossen (rot/grün)
	Bereit für Synchronisierung mit Soundprozessor (gelb)
	Bereit für Synchronisierung mit Bluetooth Gerät (blau)
	Aktiver Bluetooth Anruf (blau)

## Verbinden mit dem Mobiltelefon

Damit Sie über den Telefonclip Telefongespräche führen können, muss die Bluetooth® Funktion Ihres Mobiltelefons eingeschaltet sein. Nach der erfolgreichen Kopplung müssen Sie die Verbindung mit dem Telefonclip auf dem Mobiltelefon möglicherweise bestätigen.

Wenn Sie die Verbindung manuell herstellen müssen, finden Sie im Bluetooth® Menü des Mobiltelefons eine Liste mit den gekoppelten Geräten. Wählen Sie aus dieser Liste „Hearing Aid Phone“ aus, und wählen Sie dann „Verbinden“.

Nun können Sie Ihren Telefonclip verwenden.

Bei einigen Mobiltelefonen können Sie zudem die Funktion „Automatisch erneut verbinden“ auswählen. Die Anleitung dazu finden Sie im Benutzerhandbuch Ihres Mobiltelefons.

**Tip** In den meisten Fällen bedeutet ein Headsetsymbol in der Anzeige des Mobiltelefons, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

## Verwenden des Telefonclips

### Telefongespräche mit Hilfe der Taste zum Annehmen/ Auflegen führen



- **Eingehende Anrufe:**  
Anruf durch einmaliges Drücken annehmen.  
Anruf durch zweimaliges Drücken ablehnen.
- **Während eines Telefongesprächs:**  
Durch einmaliges Drücken einen am Telefon angenommenen Anruf auf den Telefonclip übertragen.  
Durch Drücken für 2 Sekunden einen Anruf halten.
- **Anrufen:**  
Durch zweimaliges Drücken die zuletzt gewählte Nummer erneut wählen.  
Durch Drücken für 2 Sekunden die Sprachsteuerung aktivieren.

### Musik von Ihrem Mobiltelefon wiedergeben

Über den Telefonclip können Sie Musik von Ihrem Mobiltelefon oder Computer hören.

- Koppeln und verbinden Sie das Gerät über Bluetooth mit dem Telefonclip.
- Starten Sie die Musikwiedergabe auf dem Gerät.
- Nun hören Sie die vom Gerät abgespielte Musik.
- Stoppen Sie die Musikwiedergabe am Gerät, um die Audioübertragung zu beenden.



**Tipp** Wenn Sie die Lautstärke anpassen möchten, können Sie die Lautstärketasten des Telefonclips verwenden.

## Support

Einzelheiten zu Ihrem Telefonclip entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch, das Sie mit dem Telefonclip erhalten haben, sowie dem Benutzerhandbuch für das Wireless-Zubehör.

Einzelheiten zu Ihrem Cochlear Soundprozessor der CP900 Serie enthält das entsprechende Benutzerhandbuch.

Weitere Hilfestellungen und Videos finden Sie auf der Cochlear Webseite: [www.cochlear.com](http://www.cochlear.com).

Cochlear Wireless Accessories:

■ **Cochlear Bone Anchored Solutions AB** Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden

Tel: +46 31 335 1461 Fax: +46 31 335 1460

Nucleus 6 System:

■ **Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

**Cochlear Ltd** (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Regional Offices:

**Cochlear Americas** 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

■ **Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG** Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (**Nihon Cochlear Co Ltd**) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

[www.cochlear.com](http://www.cochlear.com)

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clinicnet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESprit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inHear, Invisible Hearing, MET, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, Nucleus in chinesischen Zeichen, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, das elliptische Logo sowie Whisper sind Marken beziehungsweise eingetragene Marken von Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, DermaLock, Vistafix und WindShield sind Marken beziehungsweise eingetragene Marken von Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG.

© Cochlear Limited 2015