

Cochlear™ Wireless Phone Clip (Clemă pentru telefon)


Ghid rapid pentru clemă pentru telefon




Caracteristicile clemei pentru telefon

- Savurați apelarea directă cu mâinile libere de pe procesorul de sunet din seria CP900.
- Ascultați sistemul dvs. de navigație cu capacitatea Bluetooth®.
- Transmiteți muzica de la un dispozitiv cu capacitatea Bluetooth.

Clema pentru telefon poate fi atașată cu ușurință pe haine. Microfonul încorporat va prelua și transmite vocea dvs., chiar dacă telefonul se află la o distanță de câțiva metri.



Prezentarea produsului



Elemente de bază

Încărcarea bateriei

Cuplați un capăt al cablului de încărcare micro-USB inclus la clemă pentru telefon, iar celălalt capăt la calculator sau la priza de alimentare prin intermediul adaptorului furnizat.

Când LED-ul indicator roșu de pe clemă pentru telefon devine verde și clipește în roșu la fiecare 2 secunde, încărcarea s-a încheiat.

Înainte de a utiliza clemă pentru telefon, lăsați-o să se încarce timp de cel puțin 3 ore, chiar dacă lumina indicatoare arată încărcarea completă. Bateria nu se poate supraîncărca.

Notă: Clemă pentru telefon asigură 6 ore de vorbit sau 80 ore de așteptare, după o încărcare completă.

Împerecherea cu procesorul de sunet din seria CP900

- A** Opriți procesorul de sunet din seria CP900.


Scoateți din ureche procesorul de sunet.
Apăsați și țineți apăsată timp de două secunde tasta inferioară.



- B** Porniți clema pentru telefon și scoateți capacul argintiu.



- C** Apăsați o dată pe butonul de împerechere alb de pe clema pentru telefon, folosind vârful unui pix sau un obiect similar.



- D** LED-ul va clipi în galben la fiecare 2 secunde, iar clema pentru telefon va fi acum în modul de împerechere timp de 20 secunde.



- E** Când este activ modul de împerechere, porniți procesorul de sunet.

Apăsați tasta inferioară.
Indicatorul albastru clipește pentru a arăta că împerecherea a reușit.




Împerecherea cu telefonul mobil

- A** Porniți clema pentru telefon și scoateți capacul argintiu.



- B** Verificați dacă este pornită funcția Bluetooth a telefonului mobil. Pentru instrucțiuni, consultați ghidul de utilizare al telefonului mobil. Apăsăți o dată pe butonul de împerechere Bluetooth albastru de pe clema pentru telefon, pentru a activa modul de împerechere timp de 2 minute.



- C** În modul de împerechere, LED-ul va deveni albastru.



- D** Pe telefonul mobil căutați dispozitivele Bluetooth și selectați din listă „Telefon pentru facilitarea auzului”.
- E** Dacă telefonul mobil cere un cod, introduceți „0000” (patru zerouri).
- F** Acum clema pentru telefon trebuie împerecheată cu telefonul mobil. Dacă telefonul mobil întreabă ce serviciu Bluetooth doriți să activați, selectați „Căști”.

Indicatoarele luminoase (LED) de pe clema pentru telefon

Indicatorul cu LED de pe clema pentru telefon funcționează ca o interfață polivalentă cu utilizatorul, furnizând informații despre starea dispozitivului.

Clipiri	Semnificație
	Funcționare normală (verde)
	Baterie descărcată (galben)
	În curs de încărcare (roșu)
	Complet încărcat - conectat încă la încărcător (roșu/verde)
	Gata pentru împerecherea cu procesorul de sunet (galben)
	Gata pentru împerecherea cu un dispozitiv Bluetooth (albastru)
	Apel Bluetooth activ (albastru)

Conectarea la telefonul mobil

Pentru a primi sau efectua apeluri telefonice cu ajutorul clemei pentru telefon, trebuie să fie activată funcționalitatea Bluetooth® pe telefonul dvs. mobil. Este posibil ca telefonul să vă ceară să confirmați dacă doriți să se conecteze la clema pentru telefon, după ce împerecherea a reușit.

Dacă trebuie să vă conectați manual, localizați lista cu „Dispozitive împerecheate” în meniul Bluetooth® al telefonului dvs. Pe această listă evidențiați „Telefon pentru facilitarea auzului” și selectați „Conectare”.

Acum puteți folosi clema pentru telefon.

La unele telefoane, puteți activa de asemenea „Reconectarea automată”. Pentru instrucțiuni, consultați ghidul de utilizare al telefonului mobil.

Indicație! În majoritatea cazurilor, simbolul căștilor de pe ecranul principal al telefonului mobil va confirma că ați reușit conexiunea.

Utilizarea clemei pentru telefon

Gestionare apelurilor cu ajutorul butonului Preluare apel/Închidere



- **Apeluri recepționate:**
Pentru a răspunde la apel, apăsați o dată.
Pentru a respinge un apel, faceți dublu-clic.
- **În timpul apelului:**
Pentru a transfera apelul inițiat pe telefon la Phone Clip, apăsați o dată.
Pentru a pune apelul în așteptare, țineți apăsat timp de 2 secunde.
- **Pentru a efectua un apel:**
Pentru a forma din nou ultimul număr, faceți dublu clic.
Pentru a activa apelarea vocală, țineți apăsat timp de 2 secunde.

Transmiterea muzicii de pe telefon

Puteți utiliza clema pentru telefon pentru a transmite muzica de la telefonul mobil sau de la calculator.

- Conectați dispozitivul la clema pentru telefon prin Bluetooth.
- Începeți redarea muzicii pe dispozitiv.
- Veți auzi sunetul emis de dispozitiv.
- Pentru a opri emisia, opriți redarea muzicii de pe dispozitiv.



Indicație! Pentru a modifica volumul, utilizați controlul volumului de la clema pentru telefon.

Suport

Pentru detalii complete despre clema pentru telefon, vă rugăm să consultați Ghidul de utilizare care a fost livrat cu clema pentru telefon și Ghidul de utilizare pentru accesoriile wireless.

Pentru detalii complete despre procesorul de sunet Cochlear din seria CP900 vă rugăm să consultați Ghidul de utilizare al acestuia.

Pentru asistență suplimentară și secvențe video, vizitați website-ul Cochlear: www.cochlear.com

Cochlear Wireless Accessories:

Cochlear Bone Anchored Solutions AB Konstruktionsvägen 14, SE - 435 33 Mölnlycke, Sweden

Tel: +46 31 335 1461 Fax: +46 31 335 1460

Nucleus 6 System:

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 1 University Avenue, Macquarie University, NSW 2109, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Cochlear Ltd (ABN 96 002 618 073) 14 Mars Road, Lane Cove, NSW 2066, Australia

Tel: +61 2 9428 6555 Fax: +61 2 9428 6352

Regional Offices:

Cochlear Americas 13059 E Peakview Avenue, Centennial, CO 80111, USA

Tel: +1 303 790 9010 Fax: +1 303 792 9025

Cochlear Deutschland GmbH & Co. KG Karl-Wiechert-Allee 76A, 30625 Hannover, Germany

Tel: +49 511 542 770 Fax: +49 511 542 7770

株式会社日本コクレア (**Nihon Cochlear Co Ltd**) 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-7 お茶の水元町ビル

Tel: +81 3 3817 0241 Fax: +81 3 3817 0245

www.cochlear.com

ACE, Advance Off-Stylet, AOS, AutoNRT, Autosensitivity, Beam, Button, Carina, Clininet, Cochlear, コクレア, Codacs, Contour, Contour Advance, Custom Sound, ESprit, Freedom, Hear now. And always, Hybrid, inHear, Invisible Hearing, MET, MP3000, myCochlear, NRT, Nucleus, Nucleus în caractere chinezești, Off-Stylet, SmartSound, Softip, SPrint, logo-ul de formă eliptică și Whisper sunt mărci sau mărci înregistrate ale Cochlear Limited. Ardium, Baha, Baha Divino, Baha Intenso, Baha PureSound, Baha SoftWear, DermaLock, Vistafix și WindShield sunt mărci sau mărci înregistrate ale Cochlear Bone Anchored Solutions AB. Bluetooth este marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG.

© Cochlear Limited 2015

544187 ISS2

Romanian translation of 532744 ISS4 MAR15